

DisionEyemore®

三维热压可视化睑板腺治疗仪



全程可视

400万像素高清摄像头，支持1-250倍缩放实时观察睑脂排除情况，全程评估治疗效果。

洁净彻底

压力可调并有报警功能，根据睑板腺堵塞情况，实施个性化精准治疗。

体验舒适

加热按摩同步，避免睑脂二次凝结40°C-42.5°C最佳治疗温度充分软化睑脂，无虞烫伤。



一次性治疗组件



42.5°C最佳治疗温度



手持主机，防滑设计



超长续航



充电底座



1.5寸全视角RGB彩色屏幕



滚轮精准控制



DisionEyemore

主机发热头升温，以42.5°C的最佳治疗温度持续加热眼睑组织，融化堵塞物。转动滚轮对眼睑进行挤压及提拉，排出融化的睑脂。

注册证号：粤械注准20242160609

适用范围

在医疗机构中使用，用于对患有睑板腺功能障碍的成人患者眼睑局部加热和按压治疗。

注意事项

1. 产品使用对象：睑板腺功能障碍患者或干眼症患者。
2. 使用后可能发生睑缘充血、睑结膜充血、球结膜充血等症状，正常情况下可休息后自行消失。
3. 产品废弃件及包装废弃件不可随意丢弃，请按当地的废弃物处理规定进行处置。
4. 本产品使用过程中操作者，医护人员应佩戴一次性手套。

MGD治疗的必要性

- **改善生活质量**
减少复发症状，缓解干涩痛痒感，佩戴隐形眼镜更加舒适。
- **规避并发症**
减少视功能障碍发生，减少角膜损伤和感染。
- **眼科手术前提**
屈光手术和白内障手术的重要前提，对术后安全性、舒适度和视力有显著改善。

热压同步

加热按摩同步，避免睑脂二次凝结
40°C-42.5°C最佳治疗温度充分软化睑脂，无虞烫伤。

洁净彻底

压力可调并有报警功能，根据睑板腺堵塞情况，实施个性化精准治疗

治疗快速

17.18mm超大加热范围快速软化睑脂。
单眼睑治疗仅需2~3分钟，

全程回溯

支持全流程实时拍照，患者随访便捷无忧。

亲肤材质

眼内垫片采用医疗级液态硅胶注塑成型，柔软亲肤。
人体工程学设计，治疗组件贴合眼睑。

全程可视

实时显示温度与压力，配置过压警示功能。

治疗方案	加热与按压同步	精准控温	压力显示	提拉挤出	拍照功能	无缝设计方便移动
是否达成	✓	✓	✓	✓	✓	✓