

眼科穿刺器

提供23G、25G、27G全系列带自闭阀穿刺器及不带自闭阀穿刺器规格产品，满足不同手术需求。

更小的套管带入阻力

套管头部特征，使带入套管过程中阻力优于同类竞品

塞子夹持处加长

避免夹持区域太小产生滑脱风险

通道尺寸适配后节器械


一体式结构，杜绝风险

一字型自闭阀通道

帮助维持术中眼压


MVR刀头结构

刀头产生更小的穿刺阻力




产品规格

带自闭阀穿刺器



内含：带自闭阀套管穿刺刀3支，灌注管头端1支

不带自闭阀穿刺器



内含：不带自闭阀套管穿刺刀3支，塞子3支，灌注管头端1支

一次性适用无菌眼科穿刺器

型号规格

23Ga	25Ga	27Ga	备注
233010303	253010303	273010303	带自闭阀穿刺器
233010304	253010304	273010304	
233010306	253010306	273010306	
233020303	253020303	273020303	不带自闭阀穿刺器
233020304	253020304	273020304	
233020306	253020306	273020306	